

**NUOVO MONITOR TOF PER MONITORAGGIO RILASSAMENTO DEI NERVI CON FUNZIONALITA'
AUTOMATICO O MANUALE DELLA PROCEDURA Sovramassimale e Monitoraggio Rilassamento Muscolare(TOF-PTC);
Non necessita di calibrazione**

Questa versione di STIMPOD NMS 450X ha 3 modalità di utilizzo:

NMBA – TOF(PTC-DB-TW-TET) - in automatico o manuale;

STIM + MAP: Rilevazione Plessi con sonda in dotazione e Stimolazione Plessica (modalità utile anche per didattica)

Software e Cavo per Trasferimento dati a PC o Display/Monitor esterni per loro acquisizione e trasmissione;

Per altre informazioni in merito visitate – www.tofmonitor.com

STIMPOD NMS 450X | Overview 2018

DISTRIBUTED BY
www.tecnohealth.it



INTRODUCING THE

STIMPOD
NMS 450X
Simple. Economical. Proven.



Train of Four | Post Tetanic Count | Double Burst | Tetanus | Twitch | Nerve Mapping & Locating

STIMPOD NMS450X | Overview 2018



distributed by
www.tecnohealth.it

Simple

• OneTouch NMT Monitoring

Full case Monitoring from electrode placement to extubation.

• Quick Setup & No Calibration

Patient can be monitored instantly and at any time during the procedure.

• Electrode Placement Verification


Very effective electrode placement and optimal stimulation current.

• Hand Held

Easy to move between the OR, PACU & ICU

• Data Connectivity

Transfer Case Data to Electronic Medical Records with ease.



STIMPOD NMS450X | Overview 2018DISTRIBUTED BY
www.tecnohealth.it**Economical**

- **Quantitative NMT Monitoring**

Reducing incidents of post-operative residual paralysis

- **Reusable Sensor**


The NMS450X's tri-axial accelerometer is non-disposable.

- **Electrode Compatibility**

Option to use standard ECG electrodes for stimulation.

- **Nerve Location**

The only NMT monitor that can be utilized for regional blockade.



STIMPOD NMS450X | Overview 2018**Proven**distributed by
www.tecnohealth.it

- **Overwhelming Evidence**

23 Years of research proves accuracy of AMG
excluding PORC in 97% of patients

- **20 Years Experience**

Xavant has been innovating quantitative monitoring
technology since 1998

- **Trusted**

Used by Anaesthetists in over 40 countries





NOLEGGIO E VENDITA: DISPONIBILITA' OFFERTA PER NOLEGGIO MONITOR MULTIPARAMETRICI PER RISONANZA MAGNETICA Monitor Multiparametrico o Pulsossimetro (o SpO₂ + NIBP)

Tesla^{M3}

MRI patient monitoring system.




Tesla^{M3}
ISO 13485
ISO 9001

 made in germany



Tesla^{DUO}

MRI Patient Monitor



Tesla^{DUO}
EN 13485
ISO 9001



Combined monitoring
of SpO₂ and NIBP for the
MRI environment



VAPORIZZATORI, ASPIRATORI, ALTRI ACCESSORI PER UTILIZZO IN RISONANZA MAGNETICA

MRI Vaporizer

The MRI vaporizer delivers accurate concentrations under varying conditions of flow rate and temperature, particularly at low flow

- Multiple agent and filler block options
- Superb performance, particularly at low flow
- Service Free*
- Low body weight
- Sevoflurane, Isoflurane, Halothane and Enflurane
- Internationally recognised, award-winning design
- Independently tested

*Presumes ten year product life requiring no preventive maintenance service. It is recommended that a service is carried out at ten years. Halothane vaporizers require a five year service.

Reference /Codice Vaporizer

MR-MR45K3 Vaporizer MRI, Halothane, 5% Key Fill
MR-MR45K3 Vaporizer MRI, Isoflurane, 5% Key Fill
MR-MR45K3 Vaporizer MRI, Enflurane, 5% Key Fill
MR-MR45K3 Vaporizer MRI, Sevoflurane, 8% Key Fill
MR-MR45K3 Vaporizer MRI, Sevoflurane, 8% Quik Fill

Key Filler Bottle Adaptor

MR-MR5007499 Key filler bottle adaptor MRI, Halothane
MR-MR5007499 Key filler bottle adaptor MRI, Isoflurane
MR-MR5007500 Key filler bottle adaptor MRI, Enflurane
MR-MR5007501 Key filler bottle adaptor MRI, Sevoflurane

Vaporizzatori Anestesia compatibili/conditional con Risonanza Magnetica RMN.

Per ulteriori informazioni contattare www.tecnohealth.it



Unità di aspirazione compatibile con Risonanza Magnetica RMN

per ulteriori informazioni contattare www.tecnohealth.it

The lightweight plastic design and colour coded body of the Suction Controller provides excellent performance with uncompromising safety

- 0 – 86 kPa high suction range
- Lightweight construction
- Includes forward facing mounting kit
- Supplied with anti-bacterial filter
- 2 and 4 metre hose lengths available
- Vacuum adjustment and separate on/off switch
- Independently tested

MRI Suction controller kit. High suction, with forward facing mounting system and hose

Codici del Kit:

MR-MR5006846 con tubo 2 metri
MR-MR5007495 con tubo 4 metri



MRI Suction Kit

for order disposable filter: MR-30014 (minimum order)

Risonanza Magnetica:

Disponiamo anche di Laringoscopi, Stetoscopi, Flussimetri, Misuratori pressione, carrelli, Barelle,

Coils, stabilizzatori / posizionatori paziente, elettrodi e cavi ECG, SpO2 e EEG esami neurologici.

Per maggiori informazioni: info@tecnohealth.it

MONITOR PALMARE PER MONITORAGGIO SpO₂ + EtCO₂+ GAS ALOGENATI



cavi e sensori compatibili SpO2
Trusignal Ge Medical
per informazioni / for information
contact info@rebelmed.com or visit
www.rebelmed.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

www.tecnohealth.it

www.tecnohealth.it

Dräger Siemens cable
compatible Multimod POD
NEOMED
Monitor SC 7000 series SC
8000 series SC9000 series
SC 6000 series

www.technohealth.it

può essere utilizzato con
terminali n° 1

2

3

4

5

6

7

1

used with 2,6,7

can be connected with n° 2

different colors available

[illegible]

1

tecnohealth.it

2

3

tecnohealth.it

4

5

6

7

10 Multilink connector

11

12 MAC 1200 500 1600 1000 800

10 www.rebelmed.com

9 www.rebelmed.com

6 www.rebelmed.com

5 www.rebelmed.com

6 AM 4 AM 5

5 CAM 14

2

1

7

8

www.rebelmed.com

egs cable and leadwire compatible with GE Medical system Solar, Eagle, Tram, monitoring system series EKG MAC series CAM 14 AM 4 AM 5

Multilink Cable and leadwire

MP 20 MP40 MP50 MP70 MP80 43100 series -
Merlin series - Viridia - M3000 - M1001 series
M1002 series -
M3 M4 M1700 series M3046A M3001A M2601A
M2475A M1723A 3 M1165A M1001A M1280A
M78... series M1205A M1275A other available -
diponibili per altri modelli



10


 Pagewriter M3703
 cable M17163 T30
 TC60 TC70
www.tecn

CG compatible con Philips

50 MP70 MP80 43100 series -
Mirilida - M3000 - M1001 series

series M3046A M3001A M2601A
A 3 M1165A M1011A M1280A
M205A M1275A other available
- i models

1. A small RJ45 connector with a green Ethernet cable attached.

2. A blue RJ45 patch panel with a green Ethernet cable plugged into it.

3. A blue RJ45 patch panel with multiple ports.

4. A green Ethernet cable with a RJ45 connector.

5. A blue RJ45 patch panel with a green Ethernet cable plugged into it.

6. A white RJ45 patch panel with a green Ethernet cable plugged into it.

7. A white RJ45 patch panel with a green Ethernet cable plugged into it.

8. A white RJ45 patch panel with a green Ethernet cable plugged into it.

9. A white RJ45 patch panel with a green Ethernet cable plugged into it.

www.technohealth.it



COPERTURA ADESIVA UNIVERSALE PER SONDE ECOGRAFICHE MONOUSO E STERILE PER SONDE CONVEX – MICROCONVEX-LINEARE –

distribuita www.rebelmed.com



**copertura monouso sterile universale per
sonde ecografiche, non necessità di gel
all'interno, adesione completa alla testa della
sonda. No bolle d'aria, funzionalità anche senza
gel tra sonda e copertura, minore usura delle
sonde. Fornita in diverse lunghezze e con
adesivo. disponibile anche kit con gel sterile da
applicare all'esterno della copertura sterile.
contattare www.rebelmed.com**

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TOF WATCH E PARTI DI RICAMBIO

