



# REBEL

Healthcare Online

Rebel snc  
Via Koch, 31/A – 43123 Pilastrello – Parma (PR)  
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804  
info@rebelmed.com – www.rebelmed.com

**SLEEPWEAVER - Maschere in Tessuto per CPAP - BIPAP.** Non più allergie, decubiti o arrossamenti sul viso.  
Utilizzabili con tutte le CPAP e BIPAP in commercio. Riutilizzabile e lavabili. [Clicca Qui per Prezzi, descrizioni e ordini online](#)

MASCHERE IN TESSUTO PER CPAP, UTILIZZABILI CON TUTTE LE CPAP IN COMMERCIO  
NON PROVOCANO DECUBITI, ALLERGIE, ARROSSAMENTI SUL VOSTRO VISO  
Per descrizioni , Prezzi o ordini online [WWW.REBELMED.COM](http://WWW.REBELMED.COM)



Advance



Élan



Anew

Per Ulteriori informazioni contattare: Rebel snc - tel. 0521 346603 - info@rebelmed.com - per prezzi descrizioni e ordini online [www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com)

## MASCHERE IN TESSUTO PER CPAP

DIMINUZIONE ALLERGIE, DECUBITI E ARROSSAMENTI UTILIZZABILI CON QUALSIASI CPAP IN USO  
VENDITA DIRETTA A PAZIENTI O HOME CARE PROVIDER AUTORIZZATI

Codici:

**AR-300003-B Maschera Orale-Nasale ANEW Mis. Media/Regular**

AR-300003-BS come sopra Mis. Piccola/Small

AR-300003-BL come sopra Mis. Grande/Large

**AR-300002-B Maschera Nasale ELAN Mis. Media/Regular**

AR-300002-BS come sopra mis. Piccola/Small

AR-300002-BL come sopra mis. Grande/Large

**AR-300001-B Maschera Nasale ADVANCE Misura Unica**

Per ulteriori informazioni, descrizioni, prezzi:

[www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com)

Rebel snc : tel. 0521 346603 - info@rebelmed.com

**Maschera SMALL ADVANCE: AR-300004-B Maschera Nasale ADVANCE - SMALL Misura Unica**




# REBEL

Healthcare Online

Rebel snc  
Via Koch, 31/A - 43123 Pilastrello - Parma (PR)  
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804  
info@rebelmed.com - www.rebelmed.com

## SCELTA MISURA DELLA MASCHERA IN TESSUTO



Misura della larghezza del naso


### Misura Maschera Nasale

- Misurare la larghezza del vostro naso usando il righello sopra.
- Usando la misurazione del vostro naso, trovare la misura della maschera in una delle tabelle di sotto riportate.

Misura	* Advance
Small	* 
Advance	 

\* Se la misura del tuo naso ricade sotto 3.2 cm allora prova la Sleepweaver Advance misura Small per prima. La misura Advance è quella che si adatta a misure del naso più grandi di 3.2 cm.


Misura	Élan
Small	
Regular	
Large	



### Misura Maschera Oro-Nasale

- Trova la misura A. usando il righello in alto.
- Trova la misura B. usando il righello di lato.
- Per trovare la misura della vostra maschera, riferirsi alle misurazioni A e B nella tabella sotto.

Misura	Misura A.	Misura B.
Small	Da 2.5 a 3.2cm	Da 8.2 a 8.8cm
Regular	Da 3.2 a 3.8cm	Da 8.8 a 9.4cm
Large	Da 3.9cm in su	Da 9.4 in poi



B. Misura dal ponte del naso al centro del mento:

Distribuito da: **REBEL**

Via Koch, 31/A - 43123 Pilastrello - Parma (PR) Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804  
info@rebelmed.com - www.rebelmed.com

**NOTA: Se la misurazione ricade tra due misure, scegliere la misura inferiore.**

MASCHERE IN TESSUTO PER CPAP, UTILIZZABILI CON TUTTE LE CPAP IN COMMERCIO  
NON PROVOCANO DECUBITI, ALLERGIE, ARROSSAMENTI SUL VOSTRO VISO  
Per descrizioni, Prezzi o ordini online WWW.REBELMED.COM



Advance

Élan

Anew

## MASCHERE IN TESSUTO PER CPAP

DIMINUZIONE ALLERGIE, DECUBITI E ARROSSAMENTI UTILIZZABILI CON QUALSIASI CPAP IN USO  
VENDITA DIRETTA A PAZIENTI O HOME CARE PROVIDER AUTORIZZATI

Codici:

**AR-300003-B Maschera Orale-Nasale ANEW Mis. Media/Regular**

AR-300003-BS come sopra Mis. Piccola/Small

AR-300003-BL come sopra Mis. Grande/Large

**AR-300002-B Maschera Nasale ELAN Mis. Media/Regular**

AR-300002-BS come sopra mis. Piccola/Small

AR-300002-BL come sopra mis. Grande/Large

**AR-300001-B Maschera Nasale ADVANCE Misura Unica**

Per ulteriori informazioni, descrizioni, prezzi:

**www.rebelmed.com**

Rebel snc : tel. 0521 346603 - info@rebelmed.com

**Maschera SMALL ADVANCE: AR-300004-B Maschera Nasale ADVANCE - SMALL Misura Unica**

Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito **www.rebelmed.com**



# REBEL

Healthcare Online

Rebel snc  
Via Koch, 31/A – 43123 Pilastrello – Parma (PR)  
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804  
info@rebelmed.com – www.rebelmed.com

**CPAP PICCOLA, Dimensioni palmari**, leggera ed utilizzabile sia a casa che durante gli spostamenti di lavoro e in vacanza. Di base fornita con filtro unificatore HME (umidificazione Passiva). Non necessita di acqua. Funzionamento a rete 220V(casa) e a batteria (durante viaggio o spostamenti). Opzionali: Umidificatore ad acqua , batteria per 8 o 16 ore di utilizzo.

[Clicca Qui per prezzi, descrizioni e ordini online](#)



AR-30503065 Auto CPAP Transcend Starter Kit



AR-30503064 Umidificatore per Transcend CPAP



AR-30503035 Umidificatore passivo per CPAP Transcend - NO acqua -

**Sensori SpO2 monouso e riutilizzabili per Nellcor, Nonin, Datex Ohmeda, Novamatrix-Respironics, Datascope, GE medical, Siemens, Draeger, altri.**

[clicca qui per prezzo, descrizione, e ordine online](#)

## PULSOSSIMETRO A POLSO E A DITO A RIFLETTANZA

Per Screening Apnee notturne



**Per Screening Apnee notturne, con software PC incluso\***

**SPORT:** Per utilizzo in ambito sportivo e durante gli allenamenti (Ciclismo, atletica, footing, fitness) con la possibilità di visualizzare le pulsazioni(battiti cardiaci) e valore di saturazione d'ossigeno(SpO<sup>2</sup>), potrete valutare l'efficacia dei Vostri allenamenti e il Vostro stato fisico potendo anche collegare il pulsossimetro al computer di casa o del Vostro studio.

**SLEEP APNEA** il pulsossimetro a polso è stato sviluppato anche per utilizzo domiciliare per la valutazione e **screening** delle apnee notturne monitorando i parametri durante il sonno e fornendovi i dati su saturazione e pulsazioni(battiti cardiaci). Posizionandolo prima del sonno si possono avere i risultati all'indomani mattina al risveglio solamente collegandolo al Vostro Computer di casa o del Vostro studio(Grazie alla possibilità di memorizzare i dati fino a 12 ore di registrazione)

### PULSOSSIMETRO A DITO

*Il pulsossimetro a dito a RIFLETTANZA è dotato di batteria che garantisce una durata di 500 ore di lavoro o 40 giorni di utilizzo in continuo. Non contiene molla per applicazione al dito o altre parti fragili; è stato sviluppato per utilizzo per professionisti, sportivi e a domicilio del paziente. \* SOFTWARE PC IN DOTAZIONE SOLO CON MODELLO A POLSO.*

**CAPNOMETRI PULSOSSIMETRI PORTATILI made in EU. Tecnologia Innovativa, basso costo di gestione su sistema Sidestream, dispositivo adattatore paziente – macchina tecnologia NOMOLINE® . Comprensivi di Software PC e allarmi**

Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito [www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com)



# REBEL

Healthcare Online

Rebel snc  
Via Koch, 31/A - 43123 Pilastrello - Parma (PR)  
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804  
info@rebelmed.com - www.rebelmed.com

## SCelta MISURA DELLA MASCHERA IN TESSUTO

**SLEEPWEAVER - Maschere in Tessuto per CPAP - BIPAP.** Non più allergie, decubiti o arrossamenti sul viso. Utilizzabili con tutte le CPAP e BIPAP in commercio. Riutilizzabile e lavabili. [Clicca Qui per Prezzi, descrizioni e ordini online](#)

MASCHERE IN TESSUTO PER CPAP, UTILIZZABILI CON TUTTE LE CPAP IN COMMERCIO  
NON PROVOCANO DECUBITI, ALLERGIE, ARROSSAMENTI SUL VOSTRO VISO  
Per descrizioni, Prezzi o ordini online WWW.REBELMED.COM

Advance      Élan      Anew

Per Ulteriori informazioni contattare: Rebel snc - tel. 0521 346603 - info@rebelmed.com - per prezzi, descrizioni e ordini online www.rebelmed.com

### MASCHERE IN TESSUTO PER CPAP

DIMINUZIONE ALLERGIE, DECUBITI E ARROSSAMENTI. UTILIZZABILI CON QUALSIASI CPAP IN USO  
VENDITA DIRETTA A PAZIENTI O HOME CARE PROVIDER AUTORIZZATI

Codici:

[AR-300003-B Maschera Orale-Nasale ANEW Mis. Media/Regular](#)

[AR-300003-BS come sopra Mis. Piccola/Small](#)

[AR-300003-BL come sopra Mis. Grande/Large](#)

[AR-300002-B Maschera Nasale ELAN Mis. Media/Regular](#)

[AR-300002-BS come sopra mis. Piccola/Small](#)

[AR-300002-BL come sopra mis. Grande/Large](#)

[AR-300001-B Maschera Nasale ADVANCE Misura Unica](#)

Per ulteriori informazioni, descrizioni, prezzi:

[www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com)

Rebel snc : tel. 0521 346603 - info@rebelmed.com

**Maschera SMALL ADVANCE:** [AR-300004-B Maschera Nasale ADVANCE - SMALL Misura Unica](#)

## SCelta MISURA DELLA MASCHERA IN TESSUTO

Misura della larghezza del naso

Misura Maschera Nasale

- Misurare la larghezza del vostro naso usando il righello sopra.
- Usando la misurazione del vostro naso, trovare la misura della maschera in una delle tabelle di sotto riportate.

Misura	* Advance	Misura	Élan
Small	●	Small	●
Advance	●	Regular	●
		Large	●

\* Se la misura del tuo naso ricade sotto 3.2 cm allora prova la Sleepweaver Advance misura Small per prima. La misura Advance è quella che si adatta a misure del naso più grandi di 3.2 cm.

Misura Maschera Oro-Nasale

- Trova la misura A, usando il righello in alto.
- Trova la misura B, usando il righello di lato.
- Per trovare la misura della vostra maschera, riferirsi alle misurazioni A e B nella tabella sotto.

Misura Anew®	Misura A.	Misura B.
Small	Da 2.5 a 3.2cm	Da 8.2 a 8.8cm
Regular	Da 3.2 a 3.8cm	Da 8.8 a 9.4cm
Large	Da 3.9cm in su	Da 9.4 in poi

B. Misura dal ponte del naso al centro del mento: 8.2cm, 8.8cm, 9.4cm

Distribuito da: **REBEL**

Via Koch, 31/A - 43123 Pilastrello - Parma (PR) Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804  
info@rebelmed.com - www.rebelmed.com

NOTA: Se la misurazione ricade tra due misure, scegliere la misura inferiore.

Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito [www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com)