

Per Richiesta carta apparecchiature Medicali:

Elettroencefalografi, elettrocardiografi, poligrafi (Polisomnografia), defibrillatori, altro
SIETE PREGATI DI COMPILARE IL SEGUENTE MODULO E INVIARLO
a info@rebelmed.com o via fax al n° 0521641804

INDICANDO:

Apparecchiatura : EEG POLIGRAFO ECG DEFI Altro: specificare

Modello:

Produttore:

- Tipologia di apparecchiatura (Modello e Marca/Produttore):
- Tipologia di stampa: a penna inchiostro, a penna termica, testina termica:
- Tipologia di carta : se a rotolo o pacco ripiegato: PACCO ROTOLO
- Se a PACCO specificare numero di Fogli necessario: 100 300 500 1000 fogli
- Dimensioni della carta: (misurando la dimensione IN MILLIMETRI - larghezza e lunghezza da uno strappo e l'altro) :
- Se avete necessità che sia rigata: SI NO
- Se SI quante numero di righe:
- Distanza in MILLIMETRI tra una riga e l'altra: mm
- Colore riga(facoltativo): Arancio Giallo Altro specificare:
- Numero di tracce e/o canali necessaria:

- Numero di pezzi necessari:

In attesa di quanto sopra, cogliamo l'occasione per informarVi che i nostri uffici sono a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti

Tel. + 39 0521 346603 Fax + 39 0521 641804 info@rebelmed.com

INSERIRE QUI DI SEGUITO I VOSTRI DATI PER INVIO PREVENTIVO:

INTESTAZIONE :


FAX

Email:


BROCHURE INFORMATIVA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

CAVI ECG (3-5-7-10-14 derivazioni)PER MONITOR, ELETTROCARDIOGRAFI, HOLTER, POLIGRAFI, DEFIBRILLATORI -ECG/EKG CABLES (3-5-7-10-14 leadwires)FOR MONITOR, DEFIBRILLATORS, HOLTER

COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY PHILIPS (H.P./AGILENT)



COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY SERIE 300 DATEX OHMEDA



COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY MULTI LINK (GE, Marquette)



COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY TRU LINK (Spacelabs)



CAVI PAZIENTE E TERMINALI PER MONITOR COMPATIBILI CON ARBO MOD. VS

COMPATIBILITY ARBO MOD. VS

CAVI BASE 3/5/10 VIE MONITOR

TERMINALI

RX TRASPARENTI



CAVI 10 VIE TERMINALI PRESSOFUSI/EKG MOULDED CABLES

TERMINALI COMPATIBILI PER ELETTROCARDIOGRAFI CON CAVI ARBO/MARQUETTE/PHILIPS



CAVI SERIE D 3/5/8/10/14 terminali

Possibilità di avere un'unica tipologia di cavi e/o terminali indipendentemente dall'utilizzo



SENSORI SATURAZIONE/SpO2 SENSORS



fascetta di fissaggio per sensori saturazione

**Disponibili anche sensori monouso/SpO2 disposable sensors available
BRACCIALI NIBP (MONOUSO E RIUTILIZZABILI) E PROLUNGHE -- NIBP CUFF
(DISPOSABLE - REUSABLE) AND HOSES**



CAVI CONNESSIONE SENSORI/TRASDUTTORI MONOUSO PRESSIONE INVASIVA -- REUSABLE CABLES FOR INVASIVE PRESSURE SENSORS/TRASDUCERS (IBP): Marquette, Philips(HP), Mindray, Spacelabs a sensori-trasduttori/ to sensors-trasducers Abbott, Utah, BD, Edward



SONDE TEMPERATURA CUTANEA, RETTALE ESOFAGEA, TIMPANICA--TEMPERATURE SENSORS (DISPOSABLE AND REUSABLE)

rettale/esofagea/multipurpose
adulto/adult pediatrica/pediatric
YSI 401 YSI 402



connessioni al monitor

monitor side



cutanea/skin surface
adulto/adult pediatrica/pediatric
YSI 409B YSI 427



BATTERIE PER APPARECCHIATURE--BATTERIES FOR MEDICAL USE:

(Per maggiori informazioni su compatibilità, modelli disponibili, prezzi, contattate i nostri uffici/ for more informations about quotation and compatibility contact our office) **PHILIPS/HP**(Viridia, M3, M3046A, Merlin System; Defibrillatori: HeartStart, 43100 series, Codemaster series **GE Medical**(Marquette: Eagle series, Dash series, Tram series, **Datex Ohmeda** Monitor e Saturimetri, **Critikon**:Dinamap) **Siemens**(Sirecust, Elettrocardiografi:Cardiostat, Siccard; Monitor: Sirecust, SC 5000/6000/ 7000/8000/9000) **Nellcor**: Saturimetri e monitor, **Abbott**: pompe infusione **Alaris**: Pompe infusione **Braun**: Pompe infusione; **Sherwood**: pompe infusione; **Nonin**: Saturimetri e Monitor; **Zoll** Defibrillatori mod. Mserie, PD; **Laerdal** Defibrillatori, **Cardiac Science** Defibrillatori; **BCI** saturimetri e monitor. **CELLE OSSIGENO(O2)/OXIGEN SENSOR(O2) per Respiratori/ventilatori--for**: Siemens, Draeger, Datex Ohmeda, Hamilton, Puritan Bennet, Respiromics, Soxil, Teledyne, Envitec, Maxtec.

Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito

**TASCHE MONOUSO PER REGISTRATORI HOLTER E TRASMETTITORI TELEMETRICI
DISPOSABLE HOLDER FOR USE WITH ECG HOLTER - NIBP HOLTER - TELEMETRY TRANSMITTERS**



DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA--ACCESSORIES FOR CARDIOLOGY: Elettrodi monouso per Defibrillatori/Disposable and reusable defibrillation-cardioversion-stimulation electrodes, precordiali/chest suction electrodes, pinze per arti/clamp, elettrodi monouso con cavetto/disposable electrode with leadwire(Xray trasparente too), adattatori per la connessione di cavi con elettrodi monouso/adapters for connection ECG cables with disposable electrodes (snap/clip)



**GEL E CREME CONDUTTIVE ED ADESIVA PER CARDIOLOGIA(ANCHE DEFIBRILLAZIONE), FISIOTERAPIA,
BIOFEEDBACK, NEUROLOGIA /ADHESIVE AND CONDUCTIVE GELS-CREAMS FOR ECG, EEG-EMG-EP,
BIOFEEDBACK, T.E.N.S. , DEFIBRILLATION.**




KIT PER BIOPSIA ECOGUIDATA/BIOPSY KIT FOR ULTRASOUND PROBES

Il Kit comprende coprisonda sterile o non sterile, sistema di ancoraggio ago Biopsia/Sonda Ecografica, fissaggi.

**PER RICHIEDERE EVENTUALE QUOTAZIONE DEL KIT SPECIFICARE: produttore e modello della sonda utilizzata --
for quotation please specify in your inquiry manufacturer/type of your medical device/s and probes**

**COPRISONDA E KIT MONOUSO STERILI O NON STERILI/DISPOSABLE COVERS AND KIT
FOR ULTRASOUND PROBES**

- Uso esterno: toracico, addominale, vascolare/ linear, convex probes
- Utilizzo in modalità endoscopica/Endoscopic probes
- **TEE Trans Esofagea**/TEE probes
- Endocavitarie/Endocavity probes



CUSCINETTI DISTANZIATORI MONOUSO E RIUTILIZZABILI PER SONDE ECOGRAFICHE


DISPOSABLE AND REUSABLE PADS FOR ULTRASOUND PROBES



**SPRAY PER DISINFEZIONE E PULIZIA DI SONDE ECOGRAFICHE--
CLEANING SPRAY SOLUTION FOR ULTRASOUND PROBES**



ACCESSORI PER NEUROLOGIA/ ACCESSORIES FOR NEUROLOGY (EEG-EMG- SLEEP - OSAS): Aghi concentrici /EMG concentric needles, aghi monopolari/ monopolar-subdermal needles for EEG, cuffie precablate/head cap with prewired electrodes, elettrodi di superficie monouso con cavetto/surface disposable electrodes with cable for EMG-EP-EEG, elettrodi a disco-coppetta/cup electrodes (disposable and reusable), elettrodi a ponte/bridge electrodes for EEG, gel conduttivi ed adesivi/conductive and adhesive gel-creams, trasduttori monouso e riutilizzabili per poligrafia e monitoraggio apnee/disposable and reusable transducers for sleep and monitoring ; adhesive, conductive, abrasive gel and creams for EEG, EP, EMG, Sleep studies / monitoring.



**DISPONIBILI ANCHE PULSOSSIMETRI e/o CAPNOMETRI
PALMARI, POSTAZIONE FISSA A DITO E A POLSO**

Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito

www.rebelmed.com

CAVI PER PINZE MONOPOLARI E BIPOLARI-- Monopolar and bipolar forceps and cables
PINZE BIPOLARI--BIPOLAR FORCEPS AND CABLES

CONNESSIONE LATO CAVO/CONNECTOR CABLE SIDE :



Pres a piatta (TIPO EUROPEO)



Doppio spinotto (TIPO U.S.)

MODELLI DI PINZE BIPOLARI DISPONIBILI



Baionetta con elettrodi Angolati verso il basso (Angled Down): lunghezze disponibili(mm)180/200/220/240



Baionetta con elettrodi Angolati verso L'alto (Angled Up): lunghezze disponibili(mm) 180/200/220 mm / 240 mm



Baionetta standard:lunghezze disponibili(mm)180/200/220 mm / 240 mm



Diritta: lunghezze disponibili(mm)150/180/200/220/240



Curva: lunghezze disponibili(mm)170 mm

DISPONIBILI SU RICHIESTA I SEGUENTI MODELLI:



Mc Pherson



Jewelers

CAVI PER PINZE BIPOLARI
TERMINALE PINZA/CONNECTOR FORCEPS SIDE



Terminale lato pinza modello Europeo(presa piatta)



Terminale lato pinza modello standard U.S.
(presa per 2 spinotti)

LATO APPARECCHIATURA ELETTROBISTURI - --- CONNECTORS ELECTROSURGICAL UNIT SIDE



(2 spinotti diam.4mm)U.S. Standard, Erbe ICC international



Erbe T serie, Erbe ACC/ICC serie



Martin, Berchtold, Aesculap GK55, Aesculap GK60



(2 spinotti diam.4mm)Valleylab, Lamidey, EMC



Aesculap GK50, GK51,GK34,GK30,GK21,GK20,GK4



Codman CMC II

CAVI PER PINZE MONOPOLARI-- CABLE FOR MONOPOLAR FORCEPS

LATO PINZA MONOPOLARE: spinotto 4, Spinotto diam.4mm Protetto, Presa diam. 4mm--CONNECTOR FORCEPS SIDE AVAILABLE: PLUG diam. 4mm, SAFETY PLUG diam.4mm, SOCKET diam. 4mm

Lato Apparecchiatura/ESU side



compatibili con Elettrobisturi/Compatibility ESU:

Valleylab Conmed, Bowa, Bovie

Martin, Berchtold

Erbe serie T

Erbe serie ACC/ICC