



REBEL

Healthcare Online

Rebel snc
Via Koch, 31/A – 43123 Pilastrello – Parma (PR)
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804
info@rebelmed.com – www.rebelmed.com

CPMS

*Sistema di Monitoraggio
della Pressione Intracompartimentale con
sensore extra flessibile di piccole dimensioni*





REBEL

Healthcare Online

Rebel snc
Via Koch, 31/A – 43123 Pilastrello – Parma (PR)
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804
info@rebelmed.com – www.rebelmed.com



CARATTERISTICHE CPMS

- Misurazione istantanea e affidabile della pressione compartimentale
- Elimina la dipendenza dalla pressione idrostatica grazie al sistema elettronico di misurazione (sensore /catetere)
- Per la misurazione utilizza catetere e sensore extra flessibili e sterilizzabili di piccole dimensioni.
- Maneggevolezza, misurazione completamente automatica.
- Auto-test automatico di calibrazione del dispositivo e sensore.
- Per misurazioni in emergenza, durante o dopo un intervento chirurgico
- Sistema portatile, funzionamento a batteria
- Fino a 100 ore di misurazione continua
- Eco-friendly; sonda sterilizzabile
- Basso costo di gestione per singola misurazione

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Display	Display a cristalli liquidi (LCD)
Batteria	9V standard (6LR61)
Trasduttore di pressione	Riutilizzabile, 4 french (1.3mm)
Temperatura di funzionamento	10°C - 40°C (50°F - 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C - 55°C (14°F - 131°F)
Classificazione	IIa
Tipo di Protezione Elettrica	BF
Dimensioni (HxLxP)	147x80x36mm
Peso, batterie incluse	235grammi



REBEL

Healthcare Online

Rebel snc
Via Koch, 31/A – 43123 Pilastrello – Parma (PR)
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804
info@rebelmed.com – www.rebelmed.com

MONITOR E DISPOSITIVI PER RISONANZA MAGNETICA



Tesla^{ONE}
MRI compatible pulse oximeter.

Especially developed for the use in the MRI environment.

Tesla^{ONE}
EN 13485
ISO 9001

CAVI PAZIENTE E TERMINALI PER MONITOR COMPATIBILI CON CAVI IN USO--COMPATIBLE ECG CABLES

COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY PHILIPS (H.P./AGILENT)

interconnessione --Trunk side
Cavo Base/terminali

IEC color Colorazioni derivazioni disponibili



Lato Paziente/patient side



COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY SERIE 300 DATEX OHMEDA

interconnessione --Trunk side
Cavo Base/terminali

IEC color Colorazioni derivazioni disponibili



Lato Paziente/patient side



COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY MULTI LINK (GE, Marquette)

interconnessione --Trunk side
Cavo Base/terminali

IEC color Colorazioni derivazioni disponibili



Lato Paziente/patient side



COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY TRU LINK (Spacelabs)

interconnessione --Trunk side
Cavo Base/terminali

IEC color Colorazioni derivazioni disponibili



Lato Paziente/patient side



Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito www.rebelmed.com



REBEL

Healthcare Online

Rebel snc
Via Koch, 31/A – 43123 Pilastrello – Parma (PR)
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804
info@rebelmed.com – www.rebelmed.com

CAVI PAZIENTE E TERMINALI PER MONITOR COMPATIBILI CON ARBO MOD. VS COMPATIBILITY ARBO MOD. VS / VR

CAVI BASE 3/5/10 VIE MONITOR TERMINALI



RX TRASPARENTI



CAVI 10 VIE TERMINALI PRESSOFUSI/EKG MOULDED CABLES TERMINALI COMPATIBILI PER ELETTROCARDIOGRAFI CON CAVI ARBO/MARQUETTE/PHILIPS



CAVI BASE 4/5/7/10 VIE PER REGISTRATORI HOLTER -- HOLTER ECG CABLES AND LEADWIRES



SENSORI SATURAZIONE/SpO2 SENSORS



fascetta di fissaggio per
sensori saturazione



Disponibili anche sensori monouso/SpO2 disposable sensors available

BRACCIALI NIBP (MONOUSO E RIUTILIZZABILI) E PROLUNGHE -- NIBP CUFF (DISPOSABLE - REUSABLE) AND HOSES



CAVI CONNESSIONE SENSORI/TRASDUTTORI MONOUSO PRESSIONE INVASIVA -- REUSABLE CABLES FOR INVASIVE PRESSURE SENSORS/TRASDUCERS (IBP): Marquette, Philips(HP), Mindray, Spacelabs a sensori-trasduttori/ to sensors-trasducers Abbott, Utah, BD, Edward



SONDE TEMPERATURA CUTANEA, RETTALE ESOFAGEA, TIMPANICA--TEMPERATURE SENSORS (DISPOSABLE AND REUSABLE)

rettale esofagea/multipurpose
adulto/adult pediatrica/pediatric
YSI 401 YSI 402



connessioni al monitor
monitor side



cutanea/skin surface
adulto/adult pediatrica/pediatric
YSI 409B YSI 427



Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito www.rebelmed.com



REBEL

Healthcare Online

Rebel snc
Via Koch, 31/A – 43123 Pilastrello – Parma (PR)
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804
info@rebelmed.com – www.rebelmed.com

BATTERIE PER APPARECCHIATURE--BATTERIES FOR MEDICAL USE:

(Per maggiori informazioni su compatibilità, modelli disponibili, prezzi, contattate i nostri uffici/ for more informations about quotation and compatibility contact our office) **PHILIPS/HP**(Viridia, M3, M3046A, Merlin System; Defibrillatori: HeartStart, 43100 series, Codemaster series **GE Medical**(Marquette: Eagle series, Dash series, Tram series, **Datex Ohmeda** Monitor e Saturimetri, **Critikon**:Dinamap) **Siemens**(Sirecust, Elettrocardiografi:Cardiostat, Siccard; Monitor: Sirecust, SC 5000/6000/ 7000/8000/9000) **Nellcor**: Saturimetri e monitor, **Abbott**: pompe infusione **Alaris**: Pompe infusione **Braun**: Pompe infusione; **Sherwood**: pompe infusione; **Nonin**: Saturimetri e Monitor; **Zoll** Defibrillatori mod. Mserie, PD; **Laerdal** Defibrillatori, **Cardiac Science** Defibrillatori; **BCI** saturimetri e monitor.

CELLE OSSIGENO(O2)/OXIGEN SENSOR(O2) per Respiratori/ventilatori--for: Siemens, Draeger, Datex Ohmeda, Hamilton, Puritan Bennet, Respironics, Soxil, Teledyne, Envitec, Maxtec.

TASCHE MONOUSO PER REGISTRATORI HOLTER E TRASMETTITORI TELEMETRICI DISPOSABLE HOLDER FOR USE WITH ECG HOLTER - NIBP HOLTER - TELEMETRY TRANSMITTERS



DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA--ACCESSORIES FOR CARDIOLOGY: Elettrodi monouso per Defibrillatori/Disposable and reusable defibrillation-cardioversion-stimulation electrodes, precordiali/chest suction electrodes, pinze per arti/clamp, elettrodi monouso con cavetto/disposable electrode with leadwire(Xray trasparente), adattatori per la connessione di cavi con elettrodi monouso/adapters for connection ECG cables with disposable electrodes (snap/clip)




KIT PER BIOPSIA ECOGUIDATA/BIOPSY KIT FOR ULTRASOUND QPROBES

Il Kit comprende coprisonda sterile o non sterile, sistema di ancoraggio ago Biopsia/Sonda Ecografica, fissaggi.

PER RICHIEDERE EVENTUALE QUOTAZIONE DEL KIT SPECIFICARE: produttore e modello della sonda utilizzata -- for quotation please specify in your inquiry manufacturer/type of your medical device/s and probes

COPRISONDA E KIT MONOUSO STERILI O NON STERILI/DISPOSABLE COVERS AND KIT FOR ULTRASOUND PROBES

- Uso esterno: toracico, addominale, vascolare/ linear, convex probes
- Utilizzo in modalità endoscopica/Endoscopic probes
- **TEE Trans Esofagea**/TEE probes
- Endocavitarie/Endocavity probes






REBEL

Healthcare Online

Rebel snc
Via Koch, 31/A – 43123 Pilastrello – Parma (PR)
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804
info@rebelmed.com – www.rebelmed.com

CUSCINETTI DISTANZIATORI MONOUSO E RIUTILIZZABILI PER SONDE ECOGRAFICHE DISPOSABLE AND REUSABLE PADS FOR ULTRASOUND PROBES



LINEARI

CONVEX

SETTORIALI

SPRAY PER DISINFEZIONE E PULIZIA DI SONDE ECOGRAFICHE-- CLEANING SPRAY SOLUTION FOR ULTRASOUND PROBES



GEL PER ULTRASUONI IN FORMATI STANDARD--ULTRASOUND GEL

250/260gr, 1Kg, 5Kg, sterile

CATALOGO ACCESSORI E RICAMBI PER ELETTROCHIRURGIA ED ENDOSCOPIA

Nel presente catalogo sono illustrati i seguenti accessori:

CapnoTrue® AMP and CapnoTrue® ASP Mainstream and Sidestream CO₂/SpO₂ Monitors



Key Features of CapnoTrue® AMP

- Microstream CO₂ measurement with the BIMA™ CO₂ analyzer
- App-to-up to 100% O₂ saturation
- Direct measurement without time delay
- Small, light weight and portable design. The BIMA™ CO₂ analyzer weighs less than 1g.
- Adaptability and integration with BIMA™ airway adapters
- Regardless measurement technology
- BIMA™ airway adapters with high condensing light transmission (97%) systems
- No occlusion by water or mucus possible
- Measurement and calibration free technology
- Full range of low technology accessories
- Wide range of high quality SpO₂ sensors

Key Features of CapnoTrue® ASP

- Sidestream CO₂ measurement with the BIMA™ CO₂ analyzer and Microstream technology
- Microstream in-line full application
- Specifically designed for low flow applications (50ml/min) up to 100% O₂ saturation, from adult to neonates
- For intubated and non-intubated patients
- Measurement and calibration free technology
- The Nano Adapter is specifically designed to remove water and mucus suction from the sampled gas
- The Nano Adapter includes a hydrophobic barrier that will protect against water suction and mucus contamination
- Full range of low technology accessories
- Wide range of high quality SpO₂ sensors

Accessory Packages of CapnoTrue® AMP

- Microstream device
- BIMA™ CO₂ analyzer
- BIMA™ airway adapter (adult or neonatal)
- Reusable SpO₂ sensor
- USB data cable
- CapnoTrue® power supply (3.1 and 10.1kg)
- 4 cables (M4)
- 1 Li-ion rechargeable battery
- Styrene protective cover
- PC software
- Instruction manual

Accessory Packages of CapnoTrue® ASP

- Microstream device
- Nano Adapter
- Sampling line
- Sidestream airway adapter (adult or neonatal)
- Reusable SpO₂ sensor
- USB data cable
- CapnoTrue® power supply (3.1 and 10.1kg)
- 4 batteries (M4)
- 1 Li-ion rechargeable battery
- Styrene protective cover
- PC software
- Instruction manual

CapnoTrue® MG – Multigas/SpO₂ Monitor High-performance and versatile anaesthetic agent monitoring



Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito www.rebelmed.com



REBEL

Healthcare Online

Rebel snc
Via Koch, 31/A – 43123 Pilastrello – Parma (PR)
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804
info@rebelmed.com – www.rebelmed.com

PULSOSSIMETRO A POLSO A RIFLETTANZA CON SOFTWARE Per Screening Apnee notturne



SPORT: Per utilizzo in ambito sportivo e durante gli allenamenti (Ciclismo, atletica, footing, fitness, wellness) con la possibilità di visualizzare le pulsazioni (battiti cardiaci) e valore di saturazione d'ossigeno (SpO_2), potrete valutare l'efficacia dei Vostri allenamenti e il Vostro stato fisico potendo anche collegare il pulsossimetro al computer di casa o del Vostro studio.

SLEEP APNEA il pulsossimetro a polso è stato sviluppato anche per utilizzo domiciliare per la valutazione e **screening** delle apnee notturne monitorando i parametri durante il sonno e fornendovi i dati su saturazione e pulsazioni (battiti cardiaci). Posizionandolo prima del sonno si possono avere i risultati all'indomani mattina al risveglio solamente collegandolo al Vostro Computer di casa o del Vostro studio (Grazie alla possibilità di memorizzare i dati fino a 12 ore di registrazione).

PULSOSSIMETRO A DITO

IL PULSOSSIMETRO A DITO A RIFLETTANZA È DOTATO DI BATTERIA CHE GARANTISCE UNA DURATA DI 1000 ORE DI LAVORO O 40 GIORNI DI UTILIZZO IN CONTINUO. NON CONTIENE MOLLA PER APPLICAZIONE AL DITO O ALTRE PARTI FRAGILI; È STATO SVILUPPATO PER UTILIZZO PER PROFESSIONISTI, SPORTIVI E A DOMICILIO DEL PAZIENTE.



PULSOSSIMETRI – SATURIMETRI PALMARI





REBEL

Healthcare Online

Rebel snc
Via Koch, 31/A – 43123 Pilastrello – Parma (PR)
Tel. 0521 346603 - Fax +39 0521 641804
info@rebelmed.com – www.rebelmed.com

PULSOSSIMETRO A RIFLETTANZA PER UTILIZZO CON PAZIENTI CON BASSA PERFUSIONE E IN MOVIMENTO


Vantaggi rispetto alle tecnologie attuali:

Sensore unico emittente/riflettente: maggiore stabilità del segnale e quindi lettura meno influenzata da eventuali artefatti da movimenti

Tecnologia a riflettanza: grazie ad una tecnologia brevettata ed a un algoritmo proprietario permette un'accurata lettura del segnale anche in pazienti con bassa perfusione (neonatologia, pneumologia, terapie intensive, trasporto) Il sensore in dotazione è unico e può essere utilizzato in tutti i pazienti: adulti, pediatrici, neonatali

Possibilità di posizionamento del sensore in qualsiasi parte del corpo (spalla, fronte, altre; per utilizzo: sala operatoria; reparti di degenza quali: neonatologia, ustionati, terapie intensive, pneumologia.

Alimentazione: rete/batteria.



Ulteriori informazioni sono disponibili presso i nostri uffici

MONITOR MULTIPARAMETRICI e DEFIBRILLATORI AED/DAE